

企業用 適性検査バッテリーB形式

(ネモト)

<p>テストの標的</p>	<p>本検査は、企業の入社試験用の適性検査バッテリー（3点セット）です。日立の脳血流代謝測定装置「光トポグラフィ」を用いて、「脳賦活実験」を行い、テスト課題の「脳賦活部位」を特定した「神経心理テスト」です。脳科学の根拠に基づく、精度の高い判定結果をお届けします。</p>								
<p>フルセット</p> <p>画像ボタン</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<table border="0"> <tr> <td>1パック（10名分）</td> <td>40,000円</td> </tr> <tr> <td>（内容） 認知能力検査</td> <td>10部</td> </tr> <tr> <td>適性検査B</td> <td>10部</td> </tr> <tr> <td>JHT自己表現調査</td> <td>10部</td> </tr> </table> <p>★ 最初のご注文時に実施用の号令CD、または、カセット・テープ、実施マニュアルが付きまます。</p> <p>★ 採点処理、および、採点結果のお届け</p> <p>本検査は入社試験ですので、実施が済みましたら1名分でも実施済みマークシートを「宅急便」等で、(株)ネモトまでお送り下さい。荷着後1日で採点して採点結果を送り返します。</p>	1パック（10名分）	40,000円	（内容） 認知能力検査	10部	適性検査B	10部	JHT自己表現調査	10部
1パック（10名分）	40,000円								
（内容） 認知能力検査	10部								
適性検査B	10部								
JHT自己表現調査	10部								
<p>適用年齢</p>	<p>15歳～50代</p>								
<p>実施時間</p>	<p>100分～120分</p>								
<p>検査の構成</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 認知能力検査（前頭前野の脳高次機能検査） <ul style="list-style-type: none"> 人の話がきちんと聴けるか。（注意力） 周囲に配慮し、他人に気を遣えるか。（社会性） 仕事に身が入るか。（短期記憶） コミュニケーション能力はあるか。（左前頭前野） その場の雰囲気察するか・物事の全体を見渡せるか。（右前頭前野） • 適性検査B（大脳後半部の「記憶の倉庫」の能力） <ul style="list-style-type: none"> 「今までに何を知っているか・おぼえているか」という大脳後半部の「記憶総量」（学力や学歴に比例します）を打診する能力検査です。 • JHT自己表現調査 <ul style="list-style-type: none"> 安静時の性格傾向を打診する検査です。 								